

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1020
製品コード Product Code No.	11A006
製品名 Product Name	メジャー ALB ( MEASURE ALB )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/3/13
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬  
Examination Reagent

R-1:Code No. 11A106      Lot No. 119ADC

製造年月日  
Manufactured Date

2024/3/7  
year/month/day

有効期限  
Expiry Date

2026/03  
year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Dark Yellow		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	3.95 ~ 4.05		4.02
Blank	mAbs.	30 ~ 100		60
Sensitivity	4.0 g/dL mAbs.	100 ~ 240		156
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.63%
Accuracy (*) (g/dL)	Control-1 4.33	90% ~ 110%		98%
	Control-2 6.50	90% ~ 110%		99%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。      (\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager