

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1012
製品コード Product Code No.	11A007
製品名 Product Name	メジャー ALP IFCC ( MEASURE ALP IFCC )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/7/10
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11A107	Lot No.	111ACG
	R-2:Code No. 11A207	Lot No.	111ACG

製造年月日 Manufactured Date	2023/7/6
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2025/01
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1	Colorless	Pass test
	R-2	Slightly Yellow	Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	10.60 ~ 10.80	10.71
	R-2	10.60 ~ 10.80	10.65
Blank	mAbs.	0 ~ 10	0
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)	0.52%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1 91.2	90% ~ 110%	102%
	Control-2 295.0	90% ~ 110%	103%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		