

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1013
製品コード Product Code No.	11A013
製品名 Product Name	メジャー アミラーゼG7 ( MEASURE AMYG7 )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2022/9/8
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11A113	Lot No.	111ABI
Examination Reagent	R-2:Code No. 11A213	Lot No.	111ABI

製造年月日	2022/9/7
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2024/03
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Colorless	Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1		6.90 ~ 7.10	6.98
	R-2		6.90 ~ 7.10	7.04
Blank		mAbs.	0 ~ 10	2
Sensitivity	200 U/L	mAbs.	35 ~ 100	57
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)	0.26%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	91.4	90% ~ 110%	100%
	Control-2	334.0	90% ~ 110%	101%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager