

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1160
製品コード Product Code No.	11C003
製品名 Product Name	メジャー CRE (MEASURE CRE)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/29
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11C103	Lot No.	264ACH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11C203	Lot No.	264ACH

製造年月日	2023/8/25
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/02
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Slightly Yellow	Pass test
	R-2		Slightly Brown	Pass test
pH (at 20℃)	R-1		7.50 ~ 8.20	7.76
	R-2		7.60 ~ 7.80	7.70
Blank		mAbs.	≤ 50	7
Sensitivity	5.00 mg/dL	mAbs.	80 ~ 150	88
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)	0.50%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.88	92% ~ 108%	101%
	Control-2	2.95	95% ~ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		