

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 試験書番号<br>Certificate No.    | 1039                                |
| 製品コード<br>Product Code No.   | 11C034                              |
| 製品名<br>Product Name         | メジャー hs-CRP<br>( MEASURE hs - CRP ) |
| 試験実施年月日<br>Examination date | year/month/day<br>2024/3/7          |
| 総合判定<br>Result              | 合格 / Passed                         |

|                     |                     |         |        |
|---------------------|---------------------|---------|--------|
| 検査試薬                | R-1:Code No. 11C134 | Lot No. | 138ADC |
| Examination Reagent | R-2:Code No. 11C234 | Lot No. | 138ADC |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 製造年月日             | 2024/3/6       |
| Manufactured Date | year/month/day |

|             |            |
|-------------|------------|
| 有効期限        | 2025/03    |
| Expiry Date | year/month |

| 分析内容 / Analytes               |             |       | 規格 / Standard |        | 結果/Result |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Appearance                    | R-1         |       | Colorless     |        | Pass test |
|                               | R-2         |       | Opalescent    |        | Pass test |
| pH<br>( at 20℃ )              | R-1         |       | 8.10          | ～ 8.30 | 8.19      |
|                               | R-2         |       | 7.90          | ～ 8.10 | 7.93      |
| Blank                         |             | mAbs. | ≤ 15          |        | 3         |
| Sensitivity                   | Std.Level 6 | mAbs. | ≥ 350         |        | 513       |
| Precision /with in run (C.V.) |             |       | ≤ 5.0% (n=10) |        | 0.47%     |
| Accuracy (*)<br>(mg/dL)       | Control-1   | 1.15  | 90%           | ～ 110% | 96%       |
|                               | Control-2   | 2.66  | 90%           | ～ 110% | 101%      |

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

|   |  |   |
|---|--|---|
| 試験者<br>tester   | 品質管理課長<br>Quality Control Manager  | 製造管理者<br>Manufacturing Control Manager  |
|  |  |  |