

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1020
製品コード Product Code No.	11C014
製品名 Product Name	メジャー CRP-a ( MEASURE CRP-a )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/28
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11C114	Lot No.	118ACH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11C214	Lot No.	118ACH

製造年月日	2023/8/23
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2024/08
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Opalescent		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	8.00	～ 8.40	8.12
	R-2	7.80	～ 8.20	7.90
Blank	$\Delta$ mAbs.	$\leq 15$		1
Sensitivity	Std.Level 6	$\Delta$ mAbs.	$\geq 350$	512
Precision /with in run (C.V.)		$\leq 5.0\%$ (n=10)		0.88%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	1.19	90% ～ 110%	94%
	Control-2	2.52	90% ～ 110%	104%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		