

試験成績書

Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1103
製品コード Product Code No.	11B001
製品名 Product Name	メジャー D-BIL (MEASURE D-BIL)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/10/20
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11B101	Lot No.	186ACJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11B201	Lot No.	186ACJ

製造年月日	2023/10/12
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Slightly Yellow	Pass test
pH (at 20℃)	R-1		4.90 ~ 5.10	4.99
	R-2		9.90 ~ 10.10	9.92
Blank		mAbs.	≤ 50	9
Sensitivity	10.0 mg/dL	mAbs.	-320 ~ -270	-298
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)	0.43%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.49	80% ~ 120%	102%
	Control-2	2.19	90% ~ 110%	103%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		