

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 試験書番号<br>Certificate No.    | 1040                        |
| 製品コード<br>Product Code No.   | 11G002                      |
| 製品名<br>Product Name         | メジャー GGT<br>( MEASURE GGT ) |
| 試験実施年月日<br>Examination date | year/month/day<br>2024/3/12 |
| 総合判定<br>Result              | 合格 / Passed                 |

|                             |                     |         |        |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------|
| 検査試薬<br>Examination Reagent | R-1:Code No. 11G102 | Lot No. | 136ADC |
|                             | R-2:Code No. 11G202 | Lot No. | 136ADC |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 製造年月日<br>Manufactured Date | 2024/3/4       |
|                            | year/month/day |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 有効期限<br>Expiry Date | 2025/09    |
|                     | year/month |

| 分析内容 / Analytes               |               | 規格 / Standard   |            | 結果/Result |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Appearance                    | R-1           | Colorless       |            | Pass test |
|                               | R-2           | Slightly Yellow |            | Pass test |
| pH<br>( at 20℃ )              | R-1           | 8.10            | ～ 8.20     | 8.18      |
|                               | R-2           | 5.95            | ～ 6.05     | 6.04      |
| Blank                         | mAbs.         | 0 ～ 50          |            | 0         |
| Sensitivity                   | 200 U/L mAbs. | 20              | ～ 200      | 46        |
| Precision /with in run (C.V.) |               | ≤ 3.0% (n=10)   |            | 0.76%     |
| Accuracy (*)<br>(U/L)         | Control-1     | 37.8            | 95% ～ 105% | 98%       |
|                               | Control-2     | 148.0           | 95% ～ 105% | 100%      |

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

|   |  |   |
|---|--|---|
| 試験者<br>tester   | 品質管理課長<br>Quality Control Manager  | 製造管理者<br>Manufacturing Control Manager  |
|  |  |  |