

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1062
製品コード Product Code No.	11H032
製品名 Product Name	メジャー HDL A ( MEASURE HDL A )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/8/28
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11H132	Lot No.	140ACH
Examination Reagent	R-2:Code No. 11H232	Lot No.	140ACH

製造年月日	2023/8/24
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/02
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1		Colorless	Pass test
	R-2		Slightly Yellow	Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1		6.60 ~ 7.00	6.83
	R-2		7.95 ~ 8.35	8.03
Blank		mAbs.	1 ~ 50	7
Sensitivity	50 mg/dL	mAbs.	100 ~ 160	129
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)	1.23%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	59.0	95% ~ 105%	103%
	Control-2	71.0	95% ~ 105%	102%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		