

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1012
製品コード Product Code No.	11L006
製品名 Product Name	メジャー LDH IFCC ( MEASURE LDH IFCC )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/10/11
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11L106	Lot No.	110ACJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11L206	Lot No.	110ACJ

製造日	2023/10/4
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	8.70	~ 8.90	8.81
	R-2	3.00	~ 4.00	3.14
Blank	mAbs.	≤ 10		0
Sensitivity	500 U/L	mAbs.	30 ~ 70	45
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.64%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	148	95% ~ 105%	100%
	Control-2	316	95% ~ 105%	99%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager