

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 試験書番号<br>Certificate No.    | 1123                        |
| 製品コード<br>Product Code No.   | 11T003                      |
| 製品名<br>Product Name         | メジャー TC<br>( MEASURE TC )   |
| 試験実施年月日<br>Examination date | year/month/day<br>2024/3/13 |
| 総合判定<br>Result              | 合格 / Passed                 |

|                             |                     |         |        |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------|
| 検査試薬<br>Examination Reagent | R-1:Code No. 11T103 | Lot No. | 205ADC |
|                             | R-2:Code No. 11T203 | Lot No. | 205ADC |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 製造年月日<br>Manufactured Date | 2024/3/8       |
|                            | year/month/day |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 有効期限<br>Expiry Date | 2025/09    |
|                     | year/month |

| 分析内容 / Analytes               |           | 規格 / Standard   |            | 結果/Result |
|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| Appearance                    | R-1       | Slightly Red    |            | Pass test |
|                               | R-2       | Slightly Yellow |            | Pass test |
| pH<br>( at 20℃ )              | R-1       | 6.70            | ～ 6.85     | 6.79      |
|                               | R-2       | 6.65            | ～ 6.85     | 6.77      |
| Blank                         | mAbs.     |                 | 1 ～ 50     | 1         |
| Sensitivity                   | 200 mg/dL | mAbs.           | 285 ～ 600  | 416       |
| Precision /with in run (C.V.) |           | ≤ 3.0% (n=10)   |            | 0.75%     |
| Accuracy (*)<br>(mg/dL)       | Control-1 | 172.0           | 95% ～ 105% | 99%       |
|                               | Control-2 | 234.0           | 95% ～ 105% | 100%      |

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

|               |                                   |  |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 試験者<br>tester | 品質管理課長<br>Quality Control Manager | 製造管理者<br>Manufacturing Control Manager |
|               |                                   |  |