

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1029
製品コード Product Code No.	11T005
製品名 Product Name	メジャー TG (T) (MEASURE TG (T))
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2023/10/16
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11T105	Lot No.	128ACJ
Examination Reagent	R-2:Code No. 11T205	Lot No.	128ACJ

製造年月日	2023/10/16
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/04
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Brown		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.50 ~ 6.90		6.70
	R-2	6.40 ~ 7.00		6.68
Blank	mAbs.	1 ~ 50		4
Sensitivity	200 mg/dL mAbs.	100 ~ 500		308
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.26%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	108.0	95% ~ 105%	101%
	Control-2	416.0	95% ~ 105%	102%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager
		