

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1068
製品コード Product Code No.	11H032
製品名 Product Name	メジャー HDL A (MEASURE HDL A)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/6/11
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11H132	Lot No.	146ADF
Examination Reagent	R-2:Code No. 11H232	Lot No.	146ADF

製造年月日	2024/6/10
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2025/12
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20℃)	R-1	6.60 ~ 7.00		6.92
	R-2	7.95 ~ 8.35		8.16
Blank	mAbs.	1 ~ 50		7
Sensitivity	50 mg/dL mAbs.	100 ~ 160		142
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.29%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 59.0	95% ~ 105%		100%
	Control-2 71.0	95% ~ 105%		99%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager