

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 試験書番号 Certificate No. | 2133 |
| 製品コード Product Code No. | 11A004 |
| 製品名 Product Name | メジャー AST (MEASURE AST) |
| 試験実施年月日 Examination date | year/month/day 2024/8/19 |
| 総合判定 Result | 合格 / Passed |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------|--------|
| 検査試薬 | R-1:Code No. 11A104 | Lot No. | 207ADH |
| Examination Reagent | R-2:Code No. 11A204 | Lot No. | 207ADH |

| | |
|-------------------|----------------|
| 製造日 | 2024/8/9 |
| Manufactured Date | year/month/day |

| | |
|-------------|------------|
| 有効期限 | 2026/02 |
| Expiry Date | year/month |

| 分析内容 / Analytes | | 規格 / Standard | | 結果/Result |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| Appearance | R-1 | Colorless | | Pass test |
| | R-2 | Slightly Yellow | | Pass test |
| pH (at 20℃) | R-1 | 9.00 | ～ 9.50 | 9.45 |
| | R-2 | 5.00 | ～ 6.50 | 5.98 |
| Blank | mAbs. | ≤ 1 | | 0 |
| Sensitivity | 100 U/L mAbs. | 10 | ～ 30 | 23 |
| Precision /with in run (C.V.) | | ≤ 3.0% (n=10) | | 1.18% |
| Accuracy (*) (U/L) | Control-1 40.5 | 95% | ～ 105% | 101% |
| | Control-2 175.0 | 95% | ～ 105% | 102% |

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。 (*) The displayed value changes when the control lot is changed.

| | | |
|---|--|---|
| 試験者 tester | 品質管理課長 Quality Control Manager | 製造管理者 Manufacturing Control Manager |
|  |  |  |