

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	2083
製品コード Product Code No.	11H011
製品名 Product Name	メジャー HbA1c II (MEASURE HbA1c II)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/7/29
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬	R-1:Code No. 11H111	Lot No.	475ADG
Examination Reagent	R-2:Code No. 11H211	Lot No.	475ADG

製造年月日	2024/7/29
Manufactured Date	year/month/day

有効期限	2026/07
Expiry Date	year/month

分析内容 / Analytes			規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1		chyler soin.		Pass test
	R-2		Colorless		Pass test
pH (at 20℃)	R-1		8.00	～ 8.30	8.17
	R-2		5.45	～ 6.00	5.86
Blank		mAbs.	less than 700		473
Sensitivity	17.1 (Std5)	mAbs.	more than 1400		2258
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)		0.22%
Accuracy (*) (%)	Control-1	5.5	95%	～ 105%	101%
	Control-2	10.1	95%	～ 105%	100%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager