

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1023
製品コード Product Code No.	11C005
製品名 Product Name	メジャー CKMB (MEASURE CKMB)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/16
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 R-1:Code No. 11C105 Lot No. 174ADJ
Examination Reagent R-2:Code No. 11C205 Lot No. 174ADJ

製造年月日 2024/10/15
Manufactured Date year/month/day

有効期限 2026/04
Expiry Date year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Colorless		Pass test
pH (at 20°C)	R-1	6.50 ~ 6.60		6.55
	R-2	8.35 ~ 8.45		8.38
Blank	mAbs.	≤ 2		0
Sensitivity	500 U/L	mAbs.	25 ~ 100	54
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.54%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1	26.3	95% ~ 105%	98%
	Control-2	70.4	95% ~ 105%	99%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager