

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1080
製品コード Product Code No.	11C011
製品名 Product Name	メジャー CK (MEASURE CK)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/16.
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11C111	Lot No.	175ADJ
	R-2:Code No. 11C211	Lot No.	175ADJ

製造年月日 Manufactured Date	2024/10/15
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/04
	year/month

分析内容 / Analytes	規格 / Standard	結果/Result
Appearance	R-1 Colorless	Pass test
	R-2 Colorless	Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1 6.50 ~ 6.60	6.57
	R-2 8.35 ~ 8.45	8.38
Blank	mAbs. $\leq 2$	0
Sensitivity	400 U/L mAbs. 34 ~ 51	45
Precision /with in run (C.V.)	$\leq 3.0\%$ (n=10)	1.54%
Accuracy (*) (U/L)	Control-1 91.0	95% ~ 105% 99%
	Control-2 303.0	95% ~ 105% 100%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager