

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1107
製品コード Product Code No.	11B001
製品名 Product Name	メジャー D-BIL ( MEASURE D-BIL )
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/10/7
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11B101	Lot No.	188ADJ
	R-2:Code No. 11B201	Lot No.	188ADJ

製造年月日 Manufactured Date	2024/10/1 year/month/day
----------------------------	-----------------------------

有効期限 Expiry Date	2026/04 year/month
---------------------	-----------------------

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20°C )	R-1	4.90	~ 5.10	4.91
	R-2	9.90	~ 10.10	9.93
Blank		mAbs.	≤ 50	9
Sensitivity	10.0 mg/dL	mAbs.	-320 ~ -270	-299
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		1.14%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	0.49	80% ~ 120%	103%
	Control-2	2.19	90% ~ 110%	103%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager