

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1069
製品コード Product Code No.	11H032
製品名 Product Name	メジャー HDL A (MEASURE HDL A)
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/9/24
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 R-1:Code No. 11H132 Lot No. 147ADI  
Examination Reagent R-2:Code No. 11H232 Lot No. 147ADI

製造年月日 2024/9/19  
Manufactured Date year/month/day

有効期限 2026/03  
Expiry Date year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Colorless		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH ( at 20℃ )	R-1	6.60 ~ 7.00		6.95
	R-2	7.95 ~ 8.35		8.16
Blank	mAbs.	1 ~ 50		8
Sensitivity	50 mg/dL mAbs.	100 ~ 160		139
Precision /with in run (C.V.)		≤ 3.0% (n=10)		0.81%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1 59.0	95% ~ 105%		103%
	Control-2 71.0	95% ~ 105%		101%

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager