

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 試験書番号 Certificate No. | 2083 |
| 製品コード Product Code No. | 11H011 |
| 製品名 Product Name | メジャー HbA1c II (MEASURE HbA1c II) |
| 試験実施年月日 Examination date | year/month/day 2024/7/29 |
| 総合判定 Result | 合格 / Passed |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------|
| 検査試薬 Examination Reagent | R-1:Code No. 11H111 | Lot No. | 475ADG |
| | R-2:Code No. 11H211 | Lot No. | 475ADG |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 製造年月日 Manufactured Date | 2024/7/29 |
| | year/month/day |

| | |
|---------------------|------------|
| 有効期限 Expiry Date | 2026/07 |
| | year/month |

| 分析内容 / Analytes | | 規格 / Standard | | 結果/Result |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Appearance | R-1 | chyler soin. | | Pass test |
| | R-2 | Colorless | | Pass test |
| pH (at 20°C) | R-1 | 8.00 | ~ 8.30 | 8.17 |
| | R-2 | 5.45 | ~ 6.00 | 5.86 |
| Blank | | mAbs. | less than 700 | 473 |
| Sensitivity | 17.1 (Std5) | mAbs. | more than 1400 | 2258 |
| Precision /with in run (C.V.) | | | ≤ 3.0% (n=10) | 0.22% |
| Accuracy (*) (%) | Control-1 | 5.5 | 95% ~ 105% | 101% |
| | Control-2 | 10.1 | 95% ~ 105% | 100% |

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

| | | |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 試験者 tester | 品質管理課長 Quality Control Manager | 製造管理者 Manufacturing Control Manager |
| | | |