

試験成績書
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー
UMA CO.,LTD

試験書番号 Certificate No.	1031
製品コード Product Code No.	11T005
製品名 Product Name	メジャー TG (T) (MEASURE TG (T))
試験実施年月日 Examination date	year/month/day 2024/7/26
総合判定 Result	合格 / Passed

検査試薬 Examination Reagent	R-1:Code No. 11T105	Lot No.	130ADG
	R-2:Code No. 11T205	Lot No.	130ADG

製造年月日 Manufactured Date	2024/7/24
	year/month/day

有効期限 Expiry Date	2026/01
	year/month

分析内容 / Analytes		規格 / Standard		結果/Result
Appearance	R-1	Slightly Brown		Pass test
	R-2	Slightly Yellow		Pass test
pH (at 20°C)	R-1	6.50	~ 6.90	6.66
	R-2	6.40	~ 7.00	6.71
Blank		mAbs.	1 ~ 50	4
Sensitivity	200 mg/dL	mAbs.	100 ~ 500	320
Precision /with in run (C.V.)			≤ 3.0% (n=10)	0.54%
Accuracy (*) (mg/dL)	Control-1	95.3	95% ~ 105%	98%
	Control-2	440.0	95% ~ 105%	101%

(*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(*) The displayed value changes when the control lot is changed.

試験者 tester	品質管理課長 Quality Control Manager	製造管理者 Manufacturing Control Manager