

試験成績書  
Certificate of Analysis

株式会社ユーエムエー  
UMA CO.,LTD

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 試験書番号<br>Certificate No.    | 1093                        |
| 製品コード<br>Product Code No.   | 11I001                      |
| 製品名<br>Product Name         | メジャー UA<br>( MEASURE UA )   |
| 試験実施年月日<br>Examination date | year/month/day<br>2024/9/24 |
| 総合判定<br>Result              | 合格 / Passed                 |

検査試薬 R-1:Code No. 11U101 Lot No. 178ADI  
Examination Reagent R-2:Code No. 11U201 Lot No. 178ADI

製造年月日 2024/9/19  
Manufactured Date year/month/day

有効期限 2026/09  
Expiry Date year/month

| 分析内容 / Analytes               |                | 規格 / Standard          |            | 結果/Result |
|-------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|
| Appearance                    | R-1            | Colorless~Slightly Red |            | Pass test |
|                               | R-2            | Slightly Yellow        |            | Pass test |
| pH<br>( at 20°C )             | R-1            | 7.00 ~ 7.20            |            | 7.17      |
|                               | R-2            | 6.60 ~ 6.90            |            | 6.84      |
| Blank                         | mAbs.          | 1 ~ 50                 |            | 3         |
| Sensitivity                   | 10 mg/dL mAbs. | 40 ~ 100               |            | 67        |
| Precision /with in run (C.V.) |                | ≤ 3.0% (n=10)          |            | 0.54%     |
| Accuracy (*)<br>(mg/dL)       | Control-1      | 4.80                   | 95% ~ 105% | 102%      |
|                               | Control-2      | 10.80                  | 95% ~ 105% | 100%      |

(\*) コントロール・ロット変更時は表示値は変更されます。

(\*) The displayed value changes when the control lot is changed.

| 試験者<br>tester | 品質管理課長<br>Quality Control Manager | 製造管理者<br>Manufacturing Control Manager |
|---------------|-----------------------------------|--|
|               |                                   |  |